

Buttonsystem (Freka®-Button)

Kantonsspital Aarau



Inhaltliche Verantwortung / Verfassende: Andrea Pfister Pflegeexpertin Medizin Anlaufstelle: PE Medizin Tel. Auskunft: 4313 E-Mail: brigitte.morand@ksa.ch stephanie.neumann@ksa.ch h	Freigabe am: 19.03.2013 Freigabe durch: GL Gültig ab: 19.03.2013 Gültig bis:	Ersetzt Versionen:
Mutiert:	Vernehmfasst: 27.11.2012 Aek 13.12.2012 BLK PD/MTTD	



Sonde vor allem für Langzeitgebrauch; System kann ohne Endoskopie, bei gut ausgebildetem und völlig ausgeheilten Stomakanal gewechselt werden (frühestens 4 Wochen nach Ersteinlage einer PEG, bei Unterernährung oder Steroidtherapie verzögerte Aushölung)

1. Standardversorgung

- Bei reizlosen Wundverhältnissen ist kein Verband erforderlich und der Patient kann ab dem Anlagetag duschen, baden etc.
- Die äussere Auflagefläche und Hautpartie um das Stoma täglich mit warmen Wasser und milder Seife reinigen, anschliessend gut trocknen.
- Einmal täglich den Button um 360° drehen.
- Kontrolle des Stoma's auf Rötungen, Schwellungen und Granulationsgewebe.
- Button muss vor und nach jeder Nahrungs- und Medikamentenapplikation mit 20 ml frischem stillem Mineralwasser gespült werden.
- In Remissionsphase einmal täglich mobilisieren und mit mindestens 20 ml frischem stillem Mineralwasser spülen.
- Haltbarkeit: mehrere Monate

2. Überprüfung der Ballonfüllung

- Ca. alle 6 Wochen bzw. nach Rücksprache mit dem Arzt: Mit einer 10 ml Luer-Spritze über das seitliche Ventil die Ballonflüssigkeit komplett abziehen, dabei Button mit zwei Finger fixieren.
- Die abgezogene Menge muss mit protokollierter Menge bei Erstbefüllung übereinstimmen.
- Wenn die abgezogene Flüssigkeit nicht getrübt ist, kann sie anschliessend wieder appliziert werden.
- Wenn die abgezogene Menge geringer als bei der Erstbefüllung ist, dann Flüssigkeit verwerfen und Ballon mit 6 ml NaCl 0,9% oder Aqua dest. füllen. Ventil auf austretende Flüssigkeit überprüfen und nach 24 Stunden erneute Überprüfung der Füllung des Buttonballons. Bei erneutem Flüssigkeitsdefizit den Button austauschen.

3. Hinweise zur Nahrungsapplikation

- Mit der Nahrungszufuhr kann unmittelbar nach Button-Anlage begonnen werden.
- CAVE: keine direkte Applikation mittels Luer-Spritze über das zentrale Ventil des Buttons.
- Winkeladapter mit Freka® Sondenverlängerung in das zentrale Ventil so einsetzen, dass die schwarzen Markierungen am Winkeladapter und der Buttonöffnung übereinander liegen.
- Den Adapter durch 90° Drehung im Uhrzeigersinn verankern.
- Sondennahrung applizieren und nach Beendigung mit mind. 20 ml frischem stillem Mineralwasser spülen.
- Winkeladapter um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die schwarzen Markierungen an Adapter und Button übereinander liegen und entfernen.
- Die zentrale Öffnung mit der Lasche verschliessen.
- Winkeladapter und Freka® Sondenverlängerung sind einmal täglich zu wechseln.