



Wie wird der Bauchumfang in der Praxis gemessen?

Eine Standardisierung der Messung des Bauchumfangs macht das Resultat genauer und ermöglicht schlüssige Vergleiche mit anderen Patienten und Patientengruppen. Der Bauchumfang wird wie folgt korrekt gemessen:


1. Bitten Sie zuerst den Patienten, sich oben freizumachen.



2. Setzen Sie einen Punkt in der Mitte zwischen der untersten Rippe und dem Beckenkamm.



3. Legen Sie das Messband um die Taille und messen Sie den Bauchumfang, während der Patient mit entspanntem Bauch ausatmet.



4. Lesen Sie das Messresultat ab und tragen Sie es ein.

